





**Sistema di ablazione chirurgica AtriCure™ Synergy™ Access™**  
(Fig.1)**Istruzioni per l'uso**

**DESCRIZIONE**  
Il sistema di ablazione chirurgica ATRICURE SYNERGY ACCESS è composto dall'unità di ablazione e rilevamento (ASU), dal SYNERGY ACCESS, dall'isolatore a parete e dalla maniglia degli strumenti ATRICURE (ASB). SYNERGY ACCESS è uno strumento elettrocoagulante monoprodotto progettato per essere utilizzato con ASU e ASB. SYNERGY ACCESS è adatto per l'ablazione del tessuto cardiaco. Quando viene attivata, l'unità ASU emette energia a radiofrequenza (RF) agli elettrodi in modo da creare un'ablazione circoscritta. L'operatore controlla l'intensità di questa energia RF premendo l'interruttore a pannello. Il sistema SYNERGY ACCESS è dotato di un paio di elettrodi ottagonali composti da un elettrodo articolabile, nonché di un'impiantagione in lega con affilazione del tipo a siringa e meccanismo di rilascio e bloccaggio. È presente un nastro guidastrumento GLEIDEPIH, fissato alla ganascia distale dello strumento. Il nastro guidastrumento GLEIDEPIH è un dispositivo chirurgico monoprodotto rimovibile che agisce l'orientamento degli strumenti chirurgici attraverso il tessuto cardiaco durante gli interventi di chirurgia generale.

**NOTA:** Non riferimenti alle istruzioni per l'uso dell'ASU o dell'ASB ATRICURE per informazioni specifiche relative all'ASU e all'ASB.

**ILLUSTRAZIONE E NOMENCLATURA DEL SYNERGY ACCESS ISOLATOR ATRICURE**  
(Figura 1)**MORSETTI AFFERRA FILARE (UNLA SYNERGY ACCESS)**

1. Ganascia distale
  2. Ganascia proximale
  3. Tappo ganascia distale
  4. Elettrodi
  5. Elettrodo
  6. Tattore della ganascia
7. Siringa
  8. Lega di amalgama
  9. Meccanismo di rilascio
  10. Connettori
  11. Maniglia di articolazione

**ILLUSTRAZIONE E NOMENCLATURA DEL NASTRO GUIDASTRUMENTO GLEIDEPIH**  
(Figura 2)**Rimovibile**  
(Fig.1a)

1. Linguetta laterale
2. Tacca distale
3. Punta di fissaggio dello strumento
4. Guida elastica rossa
5. Nastro trasparente
6. Nastro accessori

**INDICAZIONI PER L'USO**

È sempre ipotico l'impiego ATRICURE è stato progettato per l'ablazione del tessuto cardiaco durante gli interventi chirurgici.

**CONTRINDICAZIONI**

È sempre ipotico l'impiego non è indicato per la coagulazione delle tube di Falloppio o scorie contrattattive.

**Possibili complicanze****Dispositivo**

- La possibile irritazione associata alla creazione di lesioni lesivi nel tessuto cardiaco servendosi di un dispositivo del tipo a morsetto possono includere, ma non limitatamente, quanto specificato qui di seguito:
- Lacerazione del tessuto.
  - Distacco postoperatorio del mio cardiaco laterale ed ventricolare.
  - Complicanze emboliche postoperatorie.
  - Emissione pericardica o tamponamento.
  - Lesioni dei grandi vasi.
  - Danno ai foglietti valvulari.
  - Danni della conduttura (loop SWA IV).
  - Spasmi ischemici miocardici acuti.
  - Lesioni involontarie a strutture tissutali circostanti, comprese lacerazioni e perforazioni.
  - Sangramento ricorrente in un intervento per la riparazione.
  - Estensione del focolaio cardiopulmonare.

**Interferenze**

Gli eventi avversi gravi associati ad interventi chirurgici abilitati ad essere abilitati sono concentrati su altri interventi di cardiocirurgia, incluso:

- Morte
- Sanguinamento eccessivo rilevato con procedimento definito come sanguinamento che esiga più di 3 unità di prodotti sanguigni o un'intervento chirurgico
- Tamponamento cardiaco (se necessario) a irrigazione aperta o chiusa (a irrigazione)
- Estensione dei vasi polmonari
- Pericardite reattiva (controllata)
- Endocardite
- Infarto miocardico (MI) secondo le linee guida ACC
- Ectasia (allargando dell'endocardio) permanente
- Ablazione miocardica transcatetere (TAV)
- Tromboembolia
- Pericardite
- Perforazione o rottura atriale
- Perforazione o rottura ventricolare
- Aneurisma
- Palpitazione
- Scompenso cardiaco congestivo
- Lesioni delle valvole cardiache
- Pseudotorcione postoperatoria (inclusamente un intervento)
- Danno e disagio eccessivi
- Rifiuto di fornire farmaci preoperatori
- Anemia emorragica (basculare o fibrosi/teme ventricolare)
- Nuova disfunzione del nodo sinusale, nonché
- Reazione ai farmaci

**AVVERTENZE**

- Non toccare gli elettrodi dell'ISOLATOR mentre si sta attivando l'ASU. Toccando gli elettrodi dell'ASU durante l'attivazione dell'ASU potrebbe comportare scosse elettriche all'operatore.
- Evitare il contatto degli elettrodi dell'ISOLATOR con grasse o lipidi metastatici, oppure con un sottile strato di stasi attivato l'ASU. In quanto ciò potrebbe danneggiare l'ISOLATOR il tessuto, oppure determinare un'ablazione inopportuna.
- Non usare idrogel (adattati a detergenti) per pulire elettrocoagulanti per punte e (sempre) prodotti della ganascia. L'uso di detergenti abrasivi o di detergenti per punte elettrocoagulanti può danneggiare gli elettrodi e essere causa di danni. Usare un detergente in soluzione salina per i movimenti (adatti) degli elettrodi.
- Non immergere alcuna parte dell'ISOLATOR in liquidi in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Immergere sempre gli strumenti aspirati quando si usa l'isolatore di ablazione chirurgica ATRICURE SYNERGY ACCESS, non immergere l'isolatore.
- Prima di aprire la confezione del prodotto, controllare che la barriera sterile sia integra. Se la barriera sterile è compromessa, non usare l'ISOLATOR, né prendere il dispositivo e non prendere il prodotto, controllare che la barriera sterile sia integra. Se la barriera sterile è compromessa, non usare l'ISOLATOR, né prendere il dispositivo e non prendere il prodotto, controllare che la barriera sterile sia integra. Se la barriera sterile è compromessa, non usare l'ISOLATOR, né prendere il dispositivo e non prendere il prodotto.
- Utilizzare l'ISOLATOR solo con il sistema di ablazione chirurgica ATRICURE SYNERGY ACCESS. Non utilizzare l'ISOLATOR con apparecchiature che incorporano posizioni alternative l'abblazione della mobilità anastomica o il blocco completo del percorso. Se il provider di un'operazione elettrocoagulante e il paziente portano di spessore cardiaco, tuttavia il blocco del percorso o la rottura di cardiopatia del cuspidato per il paziente.

**PRECAUZIONI**

- L'uso di cavi di collegamento, agganciare saldamente l'attacco di cavi di collegamento di ablazione chirurgica ATRICURE SYNERGY ACCESS. La mancata corretta connessione o un uso improprio possono causare un elettrocoagulante a scoppio e il malfunzionamento del dispositivo.
- L'efficacia dell'ISOLATOR può essere limitata a personale medico opportunamente formato e qualificato.
- L'efficacia dell'ISOLATOR può variare in funzione del tessuto cardiaco. Possono avere variazioni in interventi specifici, dettate da una tecnica personale del medico e dall'anatomia del paziente.
- Non toccare i cavi nel sistema ISOLATOR, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Quando l'ISOLATOR dovesse cadere, non utilizzarlo. Sostituilo con un nuovo ISOLATOR.
- Non utilizzare l'ISOLATOR in presenza di materiali infiammabili.
- Non identificare i materiali ISOLATOR. La identificazione può causare una perdita di funzionalità o lesioni al paziente.
- Mantenere la ganascia dell'ISOLATOR priva di atrioli durante l'operazione, e lasciare l'ISOLATOR aperto.
- Non usare l'ISOLATOR con un generatore di RF altro prodotto, salvo approvazione del produttore, i quali potrebbero determinare lesioni al paziente. L'ISOLATOR è compatibile solo con ASU e ASB ATRICURE.
- Non superare l'ablazione di tessuto di uno spessore superiore a 10 mm (per compressi) con ASU. Il tessuto di uno spessore superiore a 10 mm potrebbe non essere interamente assorbito.
- Non usare l'ISOLATOR per la coagulazione e l'ablazione di vene e arterie.
- Non usare l'ISOLATOR per la rimozione di eventuali materiali estranei prima di attivare l'ASU e ASB. Il materiale estraneo catturato tra le ganascie può creare un'irritazione all'ablazione.
- Quando si usa una ganascia articolabile o flessibile nel tallo della ganascia il prodotto potrebbe determinare un'ablazione inopportuna o un'ablazione non consentita. Non operare ad ablazione in un'area di rischio in quanto potrebbe allungare i tempi di ablazione. Gli elettrodi devono essere fissati in occasione della ganascia prima di procedere all'ablazione.
- Non tentare di usare un ISOLATOR quando viene fornito di seguito. L'ISOLATOR ha una vita utile prevista di 3 anni, controllata dall'ASU. L'ISOLATOR non funzionerà più dopo un utilizzo di 3 anni o ASU riciclati e il messaggio indicando che l'ISOLATOR deve essere sostituito.
- Non usare l'ISOLATOR se il prodotto soglie di danneggiamento all'isolamento del filo durante l'operazione del filo attorno al tallo della ganascia. Non usare il prodotto in occasione di un'ablazione dell'ISOLATOR.
- Quando si utilizza l'ASU (generatore RF) e il maniglia con sistemi di monitoraggio abilitati a limitare il corrente di alta frequenza.
- Si raccomandano di utilizzare l'ASU (generatore RF) e il maniglia con sistemi di monitoraggio abilitati a limitare il corrente di alta frequenza.
- Quando l'unità ASU (generatore RF) viene attivata automaticamente al momento di scattare il campo elettrico cordato e i risultati possono compromettere il funzionamento del sistema elettrocoagulante. Consultare le istruzioni per il campo EPR del ASU per ulteriori informazioni sulla possibile interferenza elettromagnetica di alta lettera e per consigli su come evitarla.

**ISTRUZIONI PER L'USO****INSTALLAZIONE**

1. Esaminare la confezione del dispositivo per accertare che la sterilità non è stata compromessa. Rimuovere gli strumenti sterilizzati dalla confezione seguendo una tecnica sterile standard.
2. Con il sistema della frasca nel pannello del controllore nella posizione componente alla ore 12, premere il controllore nella presa appropiata dell'ISOLATOR sulla parte anteriore del dispositivo. Per precauzioni contro, verificare la correttezza delle connessioni ASU consentendo l'isolatore illustrato di ASB. Verificare che le connessioni tra l'ISOLATOR e l'ASB siano sicure. Se le connessioni sono alterate, non usare l'ISOLATOR e non usare l'ASU.



3. Se l'ISOLATOR verrà usato con una guida strumento GLEIDEPIH (guida rimovibile), Figure 2, passare al punto 4. Se l'ISOLATOR non verrà usato con la guida strumento, passare al punto 5.

**POSIZIONAMENTO DEL NASTRO GUIDASTRUMENTO GLEIDEPIH**

1. Questa guida può essere utilizzata con strumenti per dissezione generali o con strumenti chirurgici di dissezione rimovibili ausiliari (dispositivi) in commercio per creare e mantenere un piano di dissezione che agisce il posizionamento del morsetto dell'ISOLATOR attorno al tessuto cardiaco, con strutture vascolari intatte.
2. Esaminare la confezione della frasca nel pannello del controllore nella posizione componente alla ore 12, premere il controllore nella presa appropiata dell'ISOLATOR sulla parte anteriore del dispositivo. Per precauzioni contro, verificare la correttezza delle connessioni ASU consentendo l'isolatore illustrato di ASB. Verificare che le connessioni tra l'ISOLATOR e l'ASB siano sicure. Se le connessioni sono alterate, non usare l'ISOLATOR e non usare l'ASU.

3. Se l'ISOLATOR verrà usato con una guida strumento GLEIDEPIH (guida rimovibile), Figure 2, passare al punto 4. Se l'ISOLATOR non verrà usato con la guida strumento, passare al punto 5.

**POSIZIONAMENTO DELLA GUIDA DI FITA**

1. Questa guida può essere utilizzata con strumenti per dissezione generali o con strumenti chirurgici di dissezione rimovibili ausiliari (dispositivi) in commercio per creare e mantenere un piano di dissezione che agisce il posizionamento del morsetto dell'ISOLATOR attorno al tessuto cardiaco, con strutture vascolari intatte.
2. Esaminare la confezione della frasca nel pannello del controllore nella posizione componente alla ore 12, premere il controllore nella presa appropiata dell'ISOLATOR sulla parte anteriore del dispositivo. Per precauzioni contro, verificare la correttezza delle connessioni ASU consentendo l'isolatore illustrato di ASB. Verificare che le connessioni tra l'ISOLATOR e l'ASB siano sicure. Se le connessioni sono alterate, non usare l'ISOLATOR e non usare l'ASU.

3. Se l'ISOLATOR verrà usato con una guida strumento GLEIDEPIH (guida rimovibile), Figure 2, passare al punto 4. Se l'ISOLATOR non verrà usato con la guida strumento, passare al punto 5.

**DESCRIZIONE**

Il sistema di ablazione chirurgica ATRICURE SYNERGY ACCESS è composto dall'unità di ablazione e rilevamento (ASU), dal SYNERGY ACCESS, dall'isolatore a parete e dalla maniglia degli strumenti ATRICURE (ASB). SYNERGY ACCESS è uno strumento elettrocoagulante monoprodotto progettato per essere utilizzato con ASU e ASB. SYNERGY ACCESS è adatto per l'ablazione del tessuto cardiaco. Quando viene attivata, l'unità ASU emette energia a radiofrequenza (RF) agli elettrodi in modo da creare un'ablazione circoscritta. L'operatore controlla l'intensità di questa energia RF premendo l'interruttore a pannello. Il sistema SYNERGY ACCESS è dotato di un paio di elettrodi ottagonali composti da un elettrodo articolabile, nonché di un'impiantagione in lega con affilazione del tipo a siringa e meccanismo di rilascio e bloccaggio. È presente un nastro guidastrumento GLEIDEPIH, fissato alla ganascia distale dello strumento. Il nastro guidastrumento GLEIDEPIH è un dispositivo chirurgico monoprodotto rimovibile che agisce l'orientamento degli strumenti chirurgici attraverso il tessuto cardiaco durante gli interventi di chirurgia generale.

1. Prima di fissare la guida all'ISOLATOR, agganciare l'interruttore proximale della guida sul dispositivo.
2. Ripetere l'operazione per assicurarsi un'ablazione adeguata.

**SCAMBIO DEGLI STRUMENTI (GASTRAREMOVIBILE)**

1. Prima di fissare la guida all'ISOLATOR, agganciare l'interruttore proximale della guida sul dispositivo.
2. Ripetere l'operazione per assicurarsi un'ablazione adeguata.
3. Ripetere l'operazione per assicurarsi un'ablazione adeguata.

1. Usare la guida per facilitare il posizionamento di ISOLATOR in piano di posizionamento creato anteriormente.
2. Non raddrizzare la guida da quando è in uso. Se la guida deve essere raddrizzata, raddrizzarla in modo che sia nuovamente adatta al piano di posizionamento creato anteriormente.
3. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
4. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

5. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
6. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

7. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
8. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

9. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
10. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

11. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
12. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

13. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
14. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

15. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
16. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

17. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
18. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

19. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
20. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

21. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
22. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

23. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
24. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

25. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
26. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

27. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
28. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

29. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
30. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

31. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
32. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

33. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
34. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

35. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
36. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

37. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
38. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

39. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
40. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

41. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
42. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

43. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
44. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

45. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
46. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

47. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
48. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

49. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
50. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

51. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
52. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

53. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
54. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

55. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
56. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

57. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
58. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

59. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
60. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

61. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
62. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

63. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
64. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

65. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
66. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

67. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
68. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

69. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
70. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

71. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
72. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

73. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
74. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

75. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
76. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

77. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
78. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

79. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
80. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

81. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
82. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

83. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
84. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

85. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
86. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

87. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
88. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

89. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
90. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

91. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
92. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

93. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
94. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

95. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
96. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

97. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
98. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

99. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
100. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

101. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
102. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

103. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
104. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

105. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
106. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

107. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
108. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

109. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
110. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

111. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
112. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

113. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
114. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

115. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
116. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

117. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
118. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

119. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
120. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

121. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
122. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

123. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
124. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

125. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
126. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

127. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
128. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

129. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
130. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

131. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
132. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

133. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
134. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

135. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
136. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

137. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
138. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

139. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
140. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

141. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
142. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

143. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
144. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

145. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
146. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

147. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
148. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

149. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
150. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

151. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
152. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

153. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
154. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

155. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
156. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

157. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
158. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

159. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
160. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

161. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
162. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

163. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
164. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

165. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
166. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

167. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
168. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

169. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
170. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

171. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
172. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

173. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
174. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

175. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
176. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

177. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
178. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

179. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
180. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.

181. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.
182. Quando la guida è in uso, non raddrizzarla.